




9月  
発売予定

マイクロキャッチャー  
**MicroCatcher**

ワンタッチ操作で吸引・吐出が可能



ペン型で握りやすく  
顕微鏡下でも安定  
指先でスムーズな操作

サイズ	内径	外径	肉厚	素材
0.5 mm	φ 0.5 mm	φ 0.7 mm	0.1 mm	PFA (チューブ) ナイロン (内芯)
0.8 mm	φ 0.8 mm	φ 1.1 mm	0.15 mm	テフロン (チューブ) ナイロン (内芯)

※チップサイズは2種類/簡単にチップ交換可能です


【使用イメージ】(ゲル中結晶の場合)



内芯がワンタッチで  
出し入れできます



押ボタンを押すことで、  
内芯がチューブ先端部まで動きます



押ボタンを離すことで、  
内芯がチューブ内に引き込まれます

顕微鏡下にて、結晶を  
**ピックアップ→移動→吐出** の操作を  
ワンタッチで行うことができます

吸引力があるため、溶液中の微小物ピックアップなど、様々な用途にお使いいただけます

商品コード	品名	数量	価格(税別)
MC-600C	マイクロキャッチャーキャンペーンセット	本体とチップ2個(0.5 mm/0.8 mm)	99,000円
※発売記念キャンペーン: 12月末までの期間限定です			
MC-600	マイクロキャッチャー 本体	1本	68,000円
MC-050	マイクロキャッチャー チップ(0.5 mm)	1個	27,000円
MC-080	マイクロキャッチャー チップ(0.8 mm)	1個	27,000円

【お問合せ先】 株式会社 創晶

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1 大阪大学工学P3棟313号  
TEL/FAX: 06-6877-5659 E-mail: info@so-sho.jp  
URL: http://www.so-sho.jp/

