





マイクロキャッチャー

MicroCatcher

9月
発売予定


ワンタッチ操作で吸引・吐出が可能



サイズ	内径	外径	肉厚	素材
0.5 mm	φ 0.5 mm	φ 0.7 mm	0.1 mm	PFA (チューブ) ポリエステル (内芯)
0.8 mm	φ 0.8 mm	φ 1.1 mm	0.15 mm	テフロン (チューブ) ナイロン (内芯)

※チップサイズは2種類／簡単にチップ交換可能です

【使用イメージ】(ゲル中結晶の場合)



顕微鏡下にて、結晶を **ピックアップ**→**移動**→**吐出** の操作をワンタッチで行うことができます

吸引力があるため、溶液中の微小物ピックアップなど、様々な用途にお使いいただけます

商品コード	品名	数量	価格(税別)
MC-600C	マイクロキャッチャーキャンペーンセット 本体とチップ2個(0.5 mm/0.8 mm)		99,000円
※発売記念キャンペーン: 12月末までの期間限定です			
MC-600	マイクロキャッチャー 本体	1本	68,000円
MC-050	マイクロキャッチャー チップ(0.5 mm)	1個	27,000円
MC-080	マイクロキャッチャー チップ(0.8 mm)	1個	27,000円

【お問合せ先】 株式会社 創晶
 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1 大阪大学工学P3棟313号
 TEL/FAX: 06-6877-5659 E-mail: info@so-sho.jp
 URL: http://www.so-sho.jp/

