


顕微鏡下で使える
ミニヘラ

クリスタルリムーバー

育成容器に付着した結晶をやさしく剥がす



柄：真鍮（全長 43mm、直径 4mm）



特殊シリコンゴムヘラ


ゴム長：11～13mm
先端厚：0.1～0.4mm

耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れ、
繰り返し使用できます

しなやかさとコシの強さを両立

タンパク質などの脆く軟らかい結晶に
適しています

コシの強さが異なるヘラの3本セット



コシの強さ：(●)ロングく(●)ミドルく(●)ショート
(! スーパーファインはロングとミドルの2本セットとなります)

先端幅が同じで、
コシの強さが異なるヘラの
セット商品 (3シリーズ) です。
対象物や育成容器のサイズによって
最適な商品をお選びいただけます。

対象サイズが明確な方に
おすすめの商品です!

【使用イメージ】 ※写真はノーマルタイプを使用



ヘラの先端を結晶の底面へ潜り込ませる(押し当てる)ことで、結晶を容器から剥がせます

商品コード	品名	容量	価格(税別)
CR-100	クリスタルリムーバー(ノーマル)	1セット(3本入り)	¥10,000
CR-200	クリスタルリムーバー(ファイン)	1セット(3本入り)	¥12,000
CR-300	クリスタルリムーバー(スーパーファイン)	1セット(2本入り)	¥15,000

※柄の長さや太さ、材質など、お客様の仕様に合う特注品も承ります。

【関連商品】

CR-700 クリスタルリムーバー(ミックス) ¥18,000 (税別)

お問合せ先

株式会社創晶

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1

大阪大学工学P3棟313号

TEL/FAX: 06-6877-5659 E-mail: info@so-sho.jp

URL: <http://www.so-sho.jp/>

