





マイクロキャッチャー MicroCatcher


ワンタッチ操作で吸引・吐出が可能




サイズ	内径	外径	肉厚	素材
0.5 mm	φ 0.5 mm	φ 0.7 mm	0.1 mm	PFA (チューブ) ナイロン (内芯)
0.8 mm	φ 0.8 mm	φ 1.1 mm	0.15 mm	テフロン (チューブ) ナイロン (内芯)

※チップサイズは2種類／簡単にチップ交換可能です


【使用イメージ】(ゲル中結晶の場合)



内芯がワンタッチで出し入れできます



押ボタンを押すことで、内芯がチューブ先端部まで動きます



押ボタンを離すことで、内芯がチューブ内に引き込まれます

顕微鏡下にて、結晶を **ピックアップ→移動→吐出** の操作をワンタッチで行うことができます

吸引力があるため、溶液中の微小物ピックアップなど、様々な用途にお使いいただけます

商品コード	品名	数量	価格(税別)
MC-600	マイクロキャッチャー 本体	1本	74,800円
MC-050	マイクロキャッチャー チップ(0.5 mm)	1個	29,700円
MC-080	マイクロキャッチャー チップ(0.8 mm)	1個	29,700円

【お問合せ先】 株式会社 創晶
 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1 大阪大学工学P3棟313号
 TEL/FAX: 06-6877-5659 E-mail: info@so-sho.jp
 URL: http://www.so-sho.jp/

